

取扱説明書



スポット除去レーザーペン

操作方法

- 1.電源ボタン「M」：「M」ボタンを長押しすることでオン/オフになります。オンになると、電池残量や動作モード（通常はレベル1）が液晶画面に表示されます。
（+/-）ボタンを短押しすることで、モードを切り替えます。
 - 2.出力ボタン「OUT」：「OUT」ボタンを押すと動作開始します。「OUT」ボタンから離すと、動作停止します。動作中に液晶画面が点滅します。
 - 3.画面や充電について：電池残量が4段階に表示されます、充電中には表示ランプが順番に点灯します。充電完了後、表示ランプが常時に点灯し、自動的にシャットダウンします。
- 合計9つのモードがあり、上から下（レベル1からレベル9）まで段々強くなります。充電中に「M」ボタンを短押しすると、画面が点灯します。（電池残量が低下すぎると、画面が点灯しません。しばらく充電すると、正常に点灯します。）

各部位の名称



製品仕様

型番：LD-7	最大出力：7.5w
定格電圧：3.7v	最低出力：2.5w
充電規格：5v/200mA	サイズ：180.2*23.23.5mm
電池容量：500mAh	重さ：67.0g
スタンバイ電流：300uA	

機能について

特徴：

先端的なイオン炭化技術を採用し、そばかす・シミアザなどを無痛に除去でき、安全かつ効果的にきれいな肌へ導きます。

- (1) ハイテクのマイクロプロセッサを採用し、精密なコントロールにより、安全性・利便性を大幅に高めます。
- (2) 9つの動作モードがあり、需要によって調節できます。
- (3) 独自の技術によって、出血・傷跡なしにアザなどを除去します。
- (4) 本製品は充電式で、コンパクトで持ち運びに便利、一回満充電すると、3時間以上持続使用可能です。

使い方：

(1) シミ

針を患部に当て（ほんの少し離れて）、往復に移動し、黒い部分が瘡蓋になり取れていきます。

シミの深さや肌との相性によって動作モードや回数を変えます。

シミを取る場合は、やけどや傷跡を避けるため、必ず腕や手などから練習してお使いください。

(2) ほくろ

ほくろの深度を見分ける必要があります。ほくろが表皮にある場合は、一括で除去しきれず、少しずつ分けて除去してください。

ほくろが皮膚の深層にある場合は、本製品でほくろを除去した後、炎症を抑制する以外に、ヒト幹細胞などを含む栄養クリームも塗ってください。

ご注意：炎症が起きた場合、栄養クリームを塗らないでください。

(3) 肉芽

針を患部に当て（ほんの少し離れて）焼きます。約一週間後肉芽が剥がれ落ちていきます。肉芽が大きい場合は、少しずつ分けて除去してください。

(4) 刺青

刺青を除去するには、太い針を使用してください。

針を患部に当て（ほんの少し離れて）、往復に移動し、刺青が瘡蓋になり取れていきます。シミの除去より長い時間がかかります。

もし刺青面積が大きい場合（3cm）は、少しずつ分けて除去してください。

もし皮膚細菌感染症が起きた場合、病院で治療を受けてください。

注意事項

- 1.初めて本製品を使用する際には、まず豚の皮もしくは果物を使ってテストし、本製品の性能や操作方法をマスターしてから、治療を行うことをおすすめします。
- 2.一瞬にして高温が生じられるため、ご使用にならない時は厳密に保管してください。
- 3.本製品による治療後30日以内は、患部を洗いすぎず（簡単なケアのみ）、強くこすらず、硬い瘡蓋を人為的に剥がさないでください。
- 4.瘡蓋がかゆくなる場合は（皮膚組織成長期）、手で引っかかないようにして、20-30日待つと、瘡蓋が自然に剥がれて落ちます。
- 5.回復期間は約3ヶ月で、この間生姜、牛肉、醤油を食べないでください。これで除去後の色素沈着は自然に消えます。
- 6.長期間ご使用にならない場合は、3ヶ月-4ヶ月毎に満充電状態まで充電してください。
- 7.万一、本製品が故障した場合、本製品を分解、改造、修理しないでください。
- 8.水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となりますので、水や液体で直接に本製品を洗わないでください。